

Scheda di adesione

Ablation of Cardiac Arrhythmias

6 ott 2015

Si prega gentilmente di compilare e inviare la scheda di partecipazione al fax 02 4851 3353 oppure di effettuare l'iscrizione online sul sito cardiologicomonzino.it

Sarà contattato per confermare l'accettazione della domanda (limite 4 posti per sessione) e definire le modalità di pagamento.

Sono interessato al corso

Dati personali

cognome e nome

codice fiscale

data di nascita

indirizzo

città cap

tel fax

e-mail

Dati personali

professione specialità

ente di appartenenza

indirizzo

città cap

tel fax

e-mail

Ai sensi della Legge n. 196/03, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati che verranno forniti a questa Azienda nell'ambito della presente iniziativa saranno oggetto di trattamento a mezzi sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme della Legge n. 196/03. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Rispetto a tali dati, il soggetto al quale gli stessi si riferiscono, potrà esercitare i diritti di cui al Titolo II della Legge 196/03, previa verifica di compatibilità con la normativa eventualmente regolante la singola iniziativa nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e conservati da questa Azienda. Titolare dei dati forniti è il Centro Cardiologico Monzino IRCCS SpA con sede a Milano in Via Parea 4.

data firma

Come raggiungerci

CON MEZZI PUBBLICI (ATM)

dal Centro:

(1) prendere la metropolitana gialla (linea 3) direzione San Donato fino al capolinea, poi l'autobus 45, fermata Via Vittorini che si trova a 50 metri dal Centro Cardiologico Monzino IRCCS.

(2) prendere il tram 27 fino alla fermata di Viale Ungheria, quindi prendere l'autobus 66 o 45 per Linate, fermata Via Vittorini.

dalle stazioni Centrale e Rogoredo:

prendere la metropolitana gialla (linea 3) e seguire le indicazioni di cui al precedente punto (1).

IN AUTOMOBILE

Il Centro Cardiologico Monzino IRCCS è situato a 100 metri dall'uscita di Via Mecenate della Tangenziale Est.

da Milano:

imboccare Via Mecenate, al semaforo prima della Tangenziale Est girare a sinistra e seguire le indicazioni Centro Cardiologico Monzino IRCCS.

dall'autostrada A1 (Bologna):

imboccare la Tangenziale Est (direzione Venezia) fino all'uscita Via Mecenate e seguire le indicazioni Centro Cardiologico Monzino IRCCS.

dall'autostrada A4 (Venezia):

imboccare la Tangenziale Est (direzione Bologna) fino all'uscita Via Mecenate e seguire le indicazioni Centro Cardiologico Monzino IRCCS.

dall'autostrada A4 (Torino), A8 (Varese), A7 (Genova), A9 (Como):

imboccare la Tangenziale Ovest (direzione Bologna) e quindi la Tangenziale Est (direzione Venezia) fino all'uscita Via Mecenate e seguire le indicazioni Centro Cardiologico Monzino IRCCS.

PIANTINA

Nel sito internet del Centro Cardiologico Monzino IRCCS (www.cardiologicomonzino.it) alla voce "COME RAGGIUNGERCI", è disponibile una piantina stradale.



Centro Cardiologico
Monzino

Dipartimento SCCO - Sezione Cardiovascolare
Università degli Studi di Milano

6 ottobre 2015

Technology Excellence Experience in Ablation of Cardiac Arrhythmias

Direttore del corso
Claudio Tondo
Coordinatore Area Aritmologia

Faculty

Gaetano Fassini

Claudio Tondo

Fabrizio Tundo

Sede

Unità Operativa di Aritmologia

Centro Cardiologico Monzino IRCCS

Via Parea, 4 - Milano

Contatti

Segreteria Scientifica

Claudio Tondo

Centro Cardiologico Monzino IRCCS

claudio.tondo@cardiologicomonzino.it

Segreteria Organizzativa

Devital Service SpA

P.zza Wagner, 5

20145 Milano

Tel. 02 4331 9223

Fax 02 4851 3353

eventi@cardiologicomonzino.it

Si ringrazia

St. Jude Medical

Corso di addestramento

Obiettivo

L'ablazione transcatetere con radiofrequenza è diventata terapia di prima scelta e importante alternativa terapeutica per il trattamento di particolari aritmie cardiache. Il grado di contatto fra l'elettrodo di ablazione e il tessuto cardiaco, così come la stabilità del catetere e la sua capacità di adattarsi all'anatomia cardiaca e di ottimizzare il raffreddamento durante erogazione di radiofrequenza, sono determinanti importanti per l'efficacia della lesione durante ablazione. Il corso si propone l'insegnamento delle basi teoriche e il perfezionamento nel corso di procedure di differenti tipi di aritmie atriali effettuate con tecnologia TacticathTM, FlexabilityTM e con l'utilizzo di introduttori orientabili. La tecnologia Contact Force, determinando il contatto fra l'elettrodo di ablazione e il tessuto cardiaco, in combinazione al monitoraggio di potenza e durata della RF, è in grado di fornire all'operatore importanti indicazioni sulla profondità della lesione, contribuendo a migliorare efficacia e sicurezza delle procedure.

Destinatari

Il corso si rivolge ad un massimo di 4 elettrofisiologi già esperti nelle procedure di ablazione di aritmie diverse e di cateterismo transsettale.

Struttura del corso

Operativamente, il discente viene messo nelle condizioni di sperimentare, insieme all'operatore, un nuovo approccio all'ablazione transcatetere e di verificarne personalmente la fattibilità e l'efficacia nei diversi contesti, in termini di successo procedurale.

Programma

9.00

Introduzione al corso
Recidive di AF post-ablazione e determinanti per la riduzione degli episodi
Gaetano Fassini

Tecnologia Contact Force ed introduttori orientabili nell'ablazione dell'AF: esperienza clinica
Claudio Tondo

10.00

Prima procedura di ablazione con tecnologia contact force
Debriefing della procedura

13.00

PRANZO

14.00

Tecnologia viewmate ed utilità in corso di procedura di ablazione: esperienza del Centro Cardiologico Monzino
Fabrizio Tundo

14.30

Seconda procedura di ablazione con tecnologia flexability
Debriefing della procedura

17.00

CHIUSURA DEL CORSO

 **Centro Cardiologico**
Monzino
Si cura meglio dove si fa ricerca



* Team degli operatori di sala:
Gaetano Fassini, Claudio Tondo, Fabrizio Tundo